

MATERIALSPEZIFIKATION

**für farbige Verschlüsse**

**AngloCap**

Hochdruckpolyethylen (LD-PE) Stamylen LD 2308A, entspricht

- der Empfehlung III (Polyethylen) des BgVV \*)
- dem Code of Federal Regulations ,Title 21, "Olefin Polymers" der FDA (USA) \*)
- den Monographien des DAB und des Europäischen Arzneibuches \*)
- den Anforderungen der Bedarfsgegenständeverordnung vom 10.04.92 \*)
- weiteren nationalen Anforderungen in allen Ländern der EG
- den nationalen Anforderungen in der Schweiz

Einfärbung *grau (1B)* mit Masterbatch EAN33284 (Delta Plast)

Einfärbung *rot (3B)* mit Masterbatch ERN30620 (Delta Plast)

Einfärbung *rot (3C)* mit Masterbatch ERN33730 (Delta Plast)

Einfärbung *orange (4B)* mit Masterbatch EON30619 (Delta Plast)

Einfärbung *blau (5N)* mit Masterbatch EBN29956 (Delta Plast)

Einfärbung *gelb (7N)* mit Masterbatch EYN29969 (Delta Plast)

Einfärbung *grün (8N)* mit Masterbatch EGN29983 (Delta Plast)

Einfärbung *grün (9Z)* mit Masterbatch EGN33586 bzw. EGN33588 (Delta Plast)

Alle Pigmente entsprechen

- der Empfehlung IX (Farbstoffe) des BgVV \*)
- weiteren nationalen und internationalen Anforderungen

\*) in der jeweils gültigen Fassung

Gilt für die Artikel

502032	502043	502060	502095						
--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--